

Heraeus Kulzer

Mitsui Chemicals Group



Translux® Wave
Saugi ir efektyvi
polimerizacija.

Translux®

Lengvo svorio, belaidė, ergonomiška ir techniškai tobula.

Translux Wave yra šviesos diodų (LED) polimerizavimo lempa, skirta odontologinių medžiagų (tokių kaip adhezyvai ir plombinės medžiagos) polimerizacijai. Ji sukurta nuolatiniam aukštos kokybės ir saugių restauracijų atlikimui.

Giving a hand to oral health.

Translux® Wave

- **Pieštuko tipo forma:** Lengvas svoris ir ergonomiškas pieštuko tipo dizainas – tai ypatingai lengvas naudojimas net mažomis rankomis. Dar daugiau – patobulintas 360° besisukančio šviesolaidžio kampas leidžia lengviau pasiekti moliarų zoną.
- **Valdymas vienu mygtuku:** Vienas, patogus įjungimo/valdymo mygtukas skirtas pasirinkti 10 s ar 20 s (su lėtu startu) programą. Šviesos diodų (LED) indikatoriai rodo pasirinktą režimą.
- **Belaidis dizainas:** Belaidis dizainas suteikia jums maksimalią judėjimo laisvę.
- **Patikimas darbas:** Translux Wave tiekiamas kartu su galingu ir ilgaamžiu Ličio jonų akumuliatoriumi. Įkrovimas trunka tikrai labai trumpai. Instrumentų nereikalaujantis akumuliatoriaus pakeitimas yra paprastas ir greitas. Instaliuotas radiometras užtikrina, kad jūsų atliekamų restauracijų polimerizacija būtų visuomet tinkama.



Jūsų patogumui:

Trumpesniu ir 70° lenktu stiklo pluošto Translux Wave šviesolaidžiu lengvai pasieksite moliarus net ir ribotas išsišiojimo galimybes turintiems pacientams.



Jūsų efektyvumui:

Lempos akumuliatorių ir kroviklyje esančius įkrovimo kontaktus labai lengvai pasikeisite patys. Tai padės taupyti jūsų laiką ir sanaudas, reikalingas išsikviesti įrangą aptarnaujantį inžinierių.



Užsakymo informacija

Translux Wave

Polimerizacinė lempa, 8 mm šviesolaidis, apsauginis gaubtelis, kroviklis, elektros laidas
Užs. Nr. 66055012

Atskirai

Šviesolaidis, 8 mm, 70°

Užs. Nr. 66057365

Įkraunamas akumuliatorius

Užs. Nr. 66057363

Apsauginis gaubtelis, oranžinis

Užs. Nr. 66016455

Keičiami kroviklio kontaktai

Užs. Nr. 66057382

Polimerizacinė lempa su akumuliatoriumi

Užs. Nr. 66057383

Kroviklis, pilkas

Užs. Nr. 66057384

Elektros laidas

Užs. Nr. 66057468

Techniniai Translux Wave duomenys

Galios tankis

> 1,200 mW/cm² (Cure Rite)

Bangos ilgis

440 – 480 nm (siauras spektras)

Kroviklio išmatavimai

Ilgis 140 x Plotis 60 x Aukštis 60 mm

Polimerizacinės lempos išmatavimai

Ilgis 210 mm, max. ø 23 mm

Svoris

Kroviklis 437 g, polimerizacinė lempa: 145 g

Elektros energijos tiekimas (krovikliui)

100 - 240 V(AC), 50/60 Hz,

5 W, 12 – 18 VA

Elektros energijos tiekimas

(polimerizacinei lempai)

Pakraunamas Ličio jonų akumuliatorius

3.6 V/2000 mAh

Šviesos šaltinis

Aukšto intensyvumo mono šviesos diodas (LED)

Šviesolaidis

ø 8 mm, 70°

Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
www.kulzer-dental.com

Heraeus Kulzer Dental AB
P.O. Box 22237
SE-250 24 Helsingborg, Sweden
www.kulzer-dental.com