



GLUMA[®] 2 Bond

Daugiau progreso,
mažiau streso

Nauja, dviejų etapų, vieno buteliuko surišimo sistema

Remdamasis didesne nei 25 metų patirtimi surišimo sistemose, Heraeus sukūrė naują surišimo sistemą *Gluma 2 Bond*. Ji atitinka visus šių dienų reikalavimus ir demonstruoja savybes, svarbias nekomplikuotam ir patikimam surišimui.

Odontologo progresas su GLUMA 2 Bond:

- **Didesnis efektyvumas**
Dėl specialios formulės gruntavimui, surišimui ir nujautrinimui užtenka vieno *Gluma 2 Bond* sluoksnio.
- **Didesnis saugumas**
Gluma 2 Bond suteikia nepriekaištingą surišimo stiprumą ir idealų kraštinių užsandarinimą. Visa tai pasiekama dėl naujos nano-užpildais paremtos chemijos.
- **Didesnis patikimumas**
Eilė studijų ir bandymų įrodo *Gluma 2 Bond* surišimo kokybę.
- **Didesnis patogumas**
Gluma 2 Bond yra paruošta naudoti, vieno buteliuko sistema. Paprastas aplikavimas be jokio maišymo.


Nauda pacientui su GLUMA 2 Bond:

- **Mažesnis dirginimas**
Sudėtyje esantis *Gluma Desensitizer* mažina jautrumą, galintį atsirasti po preparacijos ar restauracijos.
- **Trumpesnis laukimo laikas**
Gluma 2 Bond efektas jaučiamas iš karto po aplikavimo.
- **Mažiau jautrumo**
Gluma 2 Bond gali būti naudojamas gydyti ypač jautrioms dantų vietoms.

Indikacijos:

- Tiesioginių kompozitinių restauracijų surišimui
- Netiesioginių restauracijų surišimui
- Ypač jautrių dantų vietų gydymui

GLUMA® 2 Bond – Puikūs klinikinių studijų rezultatai



Homogeniškas *Gluma 2 Bond* adhezyvo sluoksnis:
SEM nuotrauka; 500 kartų padidinimas

Idealus surišimas ir kraštinis užsandarinimas

Nauja penktos kartos surišimo sistema paremta moderniais nano-užpildais. *Gluma 2 Bond* sukuria puikią adheziją su emale ir dentinu. Taip pat optimaliai užsandarina restauracijos kraštus. Dar daugiau, *Gluma 2 Bond* sudėtyje yra *Gluma Desensitizer*, laiko patikrinto, sėkmingo gliutaraldehido produkto. *Gluma 2 Bond* yra idealus jautriems pacientams ar ypač jautrių vietų nujautrinimui.

Gluma® 2 Bond –

Panaudojimas žingsnis po žingsnio



Vienas praimerio, surišimo ir nujautrinimo sluoksnis


Darbas su *Gluma 2 Bond* yra visiškai nekomplikuotas ir paprastas: po ėsdinimo *Gluma Etch* ir nuplovimo vandeniu, yra aplikuojamas tik vienas sluoksnis *Gluma 2 Bond*. Laiką taupantis įtrinimas yra nereikalingas. Lengvas nusausinimas užtikrina efektyvų adhezyvo įsiskverbimą į danties audinius. Dėl naujos formulės ir ypatingo takumo *Gluma 2 Bond* išlieka stabilus ant danties paviršiaus. Rezultatas: ant emalės ir dentino gaunamas homogeniškas, lygus sluoksnis, garantuojantis puikią ir kokybišką restauraciją.

Neišvengiama *Gluma 2 Bond* kokybė yra kruopščiai patikrinta klinikinėse studijose. Keletas tyrimų grupių – tokių kaip Prof. Breschi iš *University of Trieste*, Italija ar Prof. Haller grupė iš *University of Ulm*, Vokietija – patvirtino *Gluma 2 Bond* patikimumą.

Gluma® 2 Bond –

Puikus surišimo stiprumas su *Gluma 2 Bond* technologija

Surišimo stiprumas – kitų gamintojų surišimo medžiagos




Šaltinis: Heraeus Kulzer GmbH, R&D Bondings, Wehrheim, Vokietija

Gluma® 2 Bond –

Nepriekaištingas kraštinis prisitaikymas prie kompozito / dentino ir dentino tubuliu

Dažančios medžiagos prasiskverbimas po TMA*



Šaltinis: Prof. Haller, Ulmo Universitetas, Vokietija. Duomenys neskelbti. Dokumentacija turima.

*TMP - TermoMechaninisApkrovimas

Produktas

- **Gluma 2 Bond Vieno buteliuko papildymas**, 4ml buteliukas, 50 aplikacinių antgaliukų, maišymo padėkliukas, vaizdinė naudojimo instrukcija
- **Gluma 2 Bond Trijų buteliukų papildymas**, 3 buteliukai po 4 ml, Vaizdinė naudojimo instrukcija
- **Gluma 2 Bond Vieno buteliuko rinkinys**, 4ml buteliukas, 50 aplikacinių antgaliukų, maišymo padėkliukas, vaizdinė naudojimo instrukcija, Du *Gluma Etch Gel* švirkštai po 2,5 ml, 25 antgaliukai

Užsakymo Nr.

66040972
66040971
66040973



Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Phone 0800 43 72 33 68
Fax 06181-35 59 85
info.dent@heraeus.com
www.heraeus-kulzer.com

Heraeus atstovas Lietuvoje
Arūnas Juzėnas
Tel. 8 698 14325
arunas.juzenas@heraeus.com

GLUMA®

Stiprus surišimas visam gyvenimui.