



GLUMA® Self Etch

SAVAIME BESIĖSDINANTI SURIŠIMO SISTEMA

Vienu žingsniu priekyje

GLUMA® Self Etch – ėsdinimas, gruntavimas, surišimas ir nujautrinimo efektas vos vienu etapu!

Su GLUMA® Self Etch jūsų pacientai jausis saugesni:

- **Vienas etapas – efektyvu**
GLUMA® Self Etch patobulinta formulė vos vienu sluoksniu užtikrina ėsdinimą, gruntavimą, surišimą ir nujautrinimą.
- **Vienas etapas – saugu**
Nauja GLUMA® Self Etch cheminė sudėtis padeda išvengti daugelio aplikavimo metu išskylančių klaidų. Net ir dirbant su komplikuotais pacientais. GLUMA® Self Etch nano-užpildai suteikia puikų sukibimo stiprumą ir nepriekaištingą kraštinį užpildymą.
- **Vienas etapas – patikima**
GLUMA® Self Etch patikimumas ir kokybė yra patvirtinta daugelio studijų ir tyrimų rezultatais.
- **Vienas etapas – patogiu**
GLUMA® Self Etch yra paruoštas naudojimui. Papildomas maišymas ar ėsdinimas yra nereikalingi. Be to, galima laikyti kambario temperatūroje!

GLUMA® Self Etch skirta naudoti:


- Teisioginių kompozitinių restauracijų surišimui
- Netiesioginių restauracijų surišimui
- Jautrių danties vietų padengimui
- Darbui su hyper aktyviais pacientais



Nauda odontologui su GLUMA® Self Etch:

- **Minimalus pasiruošimo laikas**
GLUMA® Self Etch efektas jaučiamas iš karto po aplikavimo.
- **Minimali galimų klaidų rizika**
Aplikuojant vos vieną sluoksnį išvengiama daugelio klaidų, galinčių atsirasti darbo metu.
- **Minimalus jautrumas**
GLUMA® Self Etch cheminė sudėtis leidžia produktą naudoti ir ypač jautrioje danties vietoje.

GLUMA® Self Etch – Vieno žingsniu priekyje




Homogeniškas GLUMA® Self Etch adhezyvo sluoksnis; 500x padidinta

GLUMA® Self Etch – Ėsdinimas, gruntavimas, surišimas ir nujautrinimas vos vienu etapu!


GLUMA® Self Etch aplikuojamas vos vienu sluoksniu be papildomo ėsdinimo. Blizgus paviršius reiškia visišką danties paviršiaus ir adhezyvo sukibimą. Tai pasiekama lengvu džiovinimu oru. GLUMA® Self Etch nebus nupūstas ir suformuos vientisą adhezyvo sluoksnį ir ant dentino, ir ant emalio. Tai yra pagrindas visų ilgalaikių restauracijų. Nauja patobilinta formulė leidžia GLUMA® Self Etch laikyti kambario temperatūroje.

GLUMA® Self Etch –

Panaudojimas žingsnis po žingsnio



Sukibimo stiprumas su dentinu



Šaltinis: M. Degrange, University of Paris, France 2007.*
*Testuotas produktas yra identiškas GLUMA® Self Etch

GLUMA® Self Etch yra 7-os kartos viskas viename surišimo sistema, kuri ėsdina, gruntuoja, suriša ir nujautrina vienu etapu. Dėl eilės mokslinių tyrimų ir remiantis Heraeus Kulzer ilgalaikę patirtimi surišimo sistemų srityje, GLUMA® Self Etch apjungia patikimą surišimo stiprumą, geresnį kraštinį užpildymą ir po-operacinio jautrumo eliminavimą vienu greitu ir dar patogesniu aplikavimu.

GLUMA® Self Etch yra tinkamas visų tipų restauracijoms: tiesioginėms ir netiesioginėms. Dėl ypatingai greito aplikavimo GLUMA® Self Etch puikiai tinka ir vaikų odontologijoje, ir darbai su hyper aktyviais pacientais.

GLUMA® Self Etch –

Daugiau nei 500 Europos odontologų naudojo GLUMA® Self Etch atlikdami daugiau nei 73 000 restauracijų**:

- 95% odontologų įvertino GLUMA® Self Etch kaip ypatingai lengvą naudoti
- 86% odontologų įvertino GLUMA® Self Etch kaip geresnę surišimo sistemą nei anksčiau naudotą
- 93% odontologų rekomenduojo GLUMA® Self Etch savo kolegoms.

**GLUMA® Self Etch testavime dalyvavo Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Italijos ir Prancūzijos odontologai. Duomenys saugomi gamintojo.

Produktas

■ GLUMA® Self Etch papildymas

1 buteliukas; 4ml, 50 aplikatorių, indelis, vaizdinė naudojimo instrukcija _____ **Užsakymo Nr. 66046246**

■ GLUMA® Self Etch didysis įpakavimas

3 buteliukai po 4ml, vaizdinė naudojimo instrukcija _____ **66046247**



Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
Vokietija
Info.dental@heraeus.com
www.heraeus-dental.com

Heraeus Kulzer Nordic AB
Hammarbacken 4b
SE-19149 Sollentuna
Švedija
nordic.dental@heraeus.com
www.heraeus-dental.com